



Para Magnificar la Belleza



ROMPE FIBROSIS Y TRIGLICERIDOS  
+ ELIMINA LOS ACIDOS GRASOS

**CAVITACION  
+ ULTRASONIDOS DE LIPOLISIS**



Teléfono: 902 29 30 29



**2 TECNICAS=Mejor eficacia y rentabilidad por la grasa localizada**

#### CAVITACIÓN

- 1 cabeza móvil
- Nueva tecnología ABS
- Ondas de choque

#### ULTRASONIDOS de baja frecuencia

- 8 placas
- Nueva tecnología ABS
- Alta Penetración

#### TÉCNICAS

CAVITACIÓN: 32Khz, 3w/cm<sup>2</sup>  
ULTRASONIDOS RF: 31 Khz, 1w/cm<sup>2</sup>

#### ACCIONES

##### CAVITACIÓN: REDUCE LAS GRASAS

Rompe fibrosis y triglicéridos  
Penetración de gel con sustancias activas

##### ULTRASONIDOS BF: LIPOLISIS

Elimina los ácidos grasos hasta el sistema linfático  
Penetración de gel con sustancias activas

#### EFFECTOS

Reduce el volumen corporal  
Combate la piel de naranja  
Ameliora la belleza del cuerpo

#### APLICACIONES

Trata la celulitis y la grasa localizada  
anterior y posterior a la liposucción

#### CUERPO



1. Aplica gel de contacto  
Movimientos en círculos 10mm



2. Aplica gel activo  
en las placas



3. Aplica las placas  
en las zonas localizadas a 20mm

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO Y DIMENSIONES  
19cm x19 cm 45 cm - 12kg

#### EQUIPO

300 VA, 115 hasta 230V, frecuencia 50/60 Hz

POTENCIA Y DENSIDAD

28 hasta 32 KHz; 0 hasta 3W/cm<sup>2</sup>

Normas CE